

GIẢI PHÁP QUẢN LÝ BỆNH VIỆN SAKURA

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Phân hệ: Xét nghiệm


Phiên bản: V1.6


MỤC LỤC

1. Đăng nhập – Đăng xuất – Đổi mật khẩu	3
1.1. Đăng nhập	Error! Bookmark not defined.
1.2. Đăng xuất	3
1.3. Đổi mật khẩu	3
2. Lấy mẫu bệnh phẩm	4
3. Thực hiện Sinh hóa – Huyết học.....	7
3.1. Tiếp nhận mẫu.....	8
3.2. Hủy tiếp nhận mẫu	9
3.3. Xem kết quả từ LIS trả về.....	11
3.4. Đổi trạng thái dịch vụ	12
4. Thực hiện Giải phẫu bệnh – Vi sinh	12
4.1. Các bước thao tác.....	13
4.2. Xem kết quả từ LIS trả về.....	15
5. Phím tắt.....	15
6. Lưu ý và tình huống hay gặp	16
6.1. Xử lý tình huống khi không tìm thấy người bệnh trong màn hình xét nghiệm	16
6.2. Không thấy dịch vụ bên tab “Danh sách dịch vụ”	16

1. Đăng nhập – Đăng xuất – Đổi mật khẩu

1.1. Đăng nhập


- ❖ Nhập tài khoản và mật khẩu
- ❖ Nhấn nút 



The login form is titled "Hôm nay bạn thế nào?" and "Vui lòng Đăng nhập". It contains three input fields: "Tên tài khoản" (Username) with a user icon, "Mật khẩu" (Password) with a lock icon, and "Ngôn ngữ:" (Language) with a dropdown menu set to "Tiếng Việt". A blue "Đăng nhập →" button is at the bottom. The footer says "Bản quyền thuộc về ISO FH" with the ISO FH logo.


1.2. Đăng xuất

- ❖ Nhấn vào avatar trên thanh header
- ❖ Chọn “Đăng xuất”



1.3. Đổi mật khẩu

- ❖ Nhấn vào avatar trên thanh header
- ❖ Chọn “Đổi mật khẩu”



- ❖ Nhập mật khẩu cũ – Mật khẩu mới
- ❖ Nhấn  để hoàn thành

Đổi mật khẩu

* Mật khẩu cũ

 Mật khẩu cũ 

* Mật khẩu mới

 Mật khẩu mới 

Độ mạnh của mật khẩu:
Hãy sử dụng mật khẩu ít nhất 6 ký tự.

* Nhập lại mật khẩu mới

 Nhập lại mật khẩu mới 


[← Quay lại](#) [Lưu thay đổi !\[\]\(bfdabcc793bca2db5dd6f1ff355f4948_img.jpg\)](#)

2. Lấy mẫu bệnh phẩm

- ❖ Lấy mẫu bệnh phẩm

❖ Điều kiện: NB có phiếu chỉ định của bác sĩ đi xét nghiệm

Chọn module Lấy mẫu bệnh phẩm:



❖ Tiếp nhận dịch vụ

Mục đích: tiếp nhận người bệnh và lấy mẫu bệnh phẩm NB.

Trang chủ / Xét nghiệm / Lấy mẫu

Phòng lấy mẫu
 Chọn Phòng lấy mẫu

Thời gian thực hiện
 13/06/2024 - 19/06/2024

☐ Tìm kiếm theo số phiếu

DEMO 1806.2 (Nam - 33 tuổi) [Xem thông tin đầy đủ](#)

Danh sách NB chuẩn bị lấy mẫu

STT	Mã HS	Tên người bệnh	Thao tác
Không có dữ liệu phù hợp			

Danh sách dịch vụ

STT	Mã DV	Tên dịch vụ	SL	Trạng thái	Đã gửi lis	Ngày thực hiện
☒ Số phiếu: 462 ☐ Hóa sinh						
1	230044	Tổng phân tích nước tiểu (Bảng máy tự động)	1	Chờ tiếp nhận	☐	18/06/2024

Danh sách người bệnh

STT	Mã HS	Mã bệnh án	Tên người bệnh
1	2406180008		DEMO 1806.2
2	2406170005	L240600005	BN 1706.4
3	2406170004	2400054	TEST 1706.2
4	2406140001	2400050	TEST LIS 1

- **Bước 1:** Chọn phòng thực hiện
- **Bước 2:** Tìm kiếm, chọn người bệnh: Quét mã QR hoặc tìm theo mã HS, tên NB.

Lưu ý: Có thể tìm kiếm NB qua bộ lọc trạng thái: Chờ tiếp nhận, chờ lấy mẫu, bỏ qua, hủy mẫu

- **Bước 3:** Tìm kiếm, chọn dịch vụ có trạng thái chờ tiếp nhận
- **Bước 4:** Nhấn button **Tiếp nhận** Dịch vụ chuyển sang trạng thái Chờ lấy mẫu

- **Bước 5:** Chọn dịch vụ có trạng thái **Chờ lấy mẫu** và nhấn **Xác nhận lấy mẫu** để xác nhận lấy mẫu. Dịch vụ chuyển trạng thái **Chờ lấy mẫu** → **Đã lấy mẫu**

❖ **Yêu cầu hoàn nhận dịch vụ**

Mục đích: NB chưa thực hiện lấy mẫu muốn yêu cầu hoàn dịch vụ đã kê từ ngoại trú

- **Bước 1:** Chọn phòng thực hiện
- **Bước 2:** Tìm kiếm, chọn người bệnh yêu cầu hoàn → Chọn button **Yêu cầu hoàn**
- **Bước 3:** Chọn dịch vụ của NB yêu cầu hoàn, chọn lý do hoàn

Lưu ý: chỉ hoàn những dịch vụ có trạng thái chờ tiếp nhận, chờ lấy mẫu, đã thanh toán.

Yêu cầu hoàn dịch vụ

LINH TEST MIEN GIAM SAU HOAN - Nam - 26 tuổi

Chọn dịch vụ muốn hoàn

Đã chọn 1 dịch vụ

☒	Tên dịch vụ	Thành tiền	Đơn giá không BH	Đơn giá BH	Phụ thu
☒	CK (TM)	21.520	26.900	26.900	0

BS

Bác sĩ CLS yêu cầu xóa

Bác sĩ khám yêu cầu đổi - trả dịch vụ

Bệnh nhân nặng không thể thực hiện dịch vụ

Bệnh nhân yêu cầu đổi - trả

Lỗi thiết bị chưa thực hiện được dịch vụ

Người bệnh yêu cầu trả dịch vụ

Thay thế dịch vụ không sinh thiết thành có sinh thiết


← Quay lại

Đồng ý

- **Bước 3:** Nhấn nút **Đồng ý** → Dịch vụ sau đó sẽ được đổi sang trạng thái **Chờ duyệt hoàn**.


3. Thực hiện Sinh hóa – Huyết học

Mục đích: Tiếp nhận mẫu NB, xét nghiệm mẫu và trả kết quả



3.1. Tiếp nhận mẫu

Mục đích: Tiếp nhận mẫu NB



❖ Trường hợp có kết nối với hệ thống LIS

- **Bước 1:** Tại màn hình Thực hiện sinh hóa – Huyết học, quét mã QR người bệnh.
- **Bước 2:** Hệ thống đẩy thông tin NB qua LIS
- **Bước 3:** LIS thực hiện có kết quả xét nghiệm thì cập nhật kết quả vào hệ thống HIS. Nhấn nút  để xem chi tiết để xem kết quả.

❖ Trường hợp không kết nối với hệ thống LIS

- **Bước 1:** Tại màn hình Thực hiện sinh hóa – Huyết học, chọn phòng thực hiện
- **Bước 2:** Tìm kiếm, chọn người bệnh

The screenshot shows a web interface for patient management. At the top, there are two fields: 'Phòng thực hiện' (Performing Room) with a dropdown menu showing 'Chọn Phòng thực hiện', and 'Thời gian thực hiện' (Performing Time) with a date range '14/06/2024 - 20/06/2024'. Below these is a table titled 'Danh sách người bệnh' (Patient List). The table has columns for 'STT' (Serial Number), 'Mã HS' (HS Code), and 'Mã bệnh' (Disease Code). A dropdown menu is open over the table, showing four options: 'Đã lấy mẫu' (Sample taken), 'Đã tiếp nhận mẫu' (Sample accepted), 'Đã có KQ' (Result available), and 'Đã duyệt KQ' (Result approved). The first two options are checked.

STT	Mã HS	Mã bệnh
1	2406190046	
2	2406190045	

- **Bước 3:** Chọn dịch vụ có trạng thái Đã lấy mẫu để tiếp nhận mẫu
- **Bước 4:** Nhấn **Tiếp nhận mẫu** để lấy thông tin sang LIS tiếp nhận. Tiếp nhận mẫu thành công trạng thái thay đổi trạng thái từ **Đã lấy mẫu** → **Đã tiếp nhận mẫu**

3.2. Hủy tiếp nhận mẫu

Mục đích: Hủy mẫu đã tiếp nhận của NB

The screenshot shows a web interface for patient management. At the top, there are two fields: 'Phòng thực hiện' (Performing Room) with a dropdown menu showing 'Chọn Phòng thực hiện', and 'Thời gian thực hiện' (Performing Time) with a date range '14/06/2024 - 20/06/2024'. Below these is a table titled 'Danh sách người bệnh' (Patient List). The table has columns for 'STT' (Serial Number), 'Mã HS' (HS Code), and 'Mã bệnh' (Disease Code). A dropdown menu is open over the table, showing four options: 'Đã lấy mẫu' (Sample taken), 'Đã tiếp nhận mẫu' (Sample accepted), 'Đã có KQ' (Result available), and 'Đã duyệt KQ' (Result approved). The first two options are checked. To the right of the patient list is a table titled 'Danh sách dịch vụ' (Service List). The table has columns for 'STT' (Serial Number), 'Mã DV' (DV Code), 'Tên dịch vụ' (Service Name), 'Kết quả' (Result), 'Đơn vị' (Unit), 'Nhiệm vụ' (Task), 'Giá trị' (Value), and 'Chi tiết' (Details). The table contains two rows: 'Sinh Hóa TM' (Clinical Chemistry) and 'Huyết học' (Hematology).

STT	Mã DV	Tên dịch vụ	Kết quả	Đơn vị	Nhiệm vụ	Giá trị	Chi tiết
1	24.0018.1611	AFB trực tiếp nhuộm huỳnh quang		Lần	Ấm tinh		
1	M1000045	Tổng phân tích tế bào máu		Lần	ICC		

- **Bước 1:** Chọn phòng thực hiện
- **Bước 2:** Tìm kiếm, chọn danh sách người bệnh có trạng thái **Đã tiếp nhận mẫu**

Lưu ý: chỉ hủy tiếp nhận mẫu đối với dịch vụ của NB có trạng thái **Đã tiếp nhận mẫu**

Trang chủ / Xét nghiệm / Thực hiện Sinh hóa - Huyết học

Phòng thực hiện: XNTM Thời gian thực hiện: 14/06/2024 - 20/06/2024

Tìm mã NB, QR NB, mã hồ sơ Tìm kiếm theo số phiếu

NB XÉT NGHIỆM (Nữ - 21 tuổi) Xem thông tin đầy đủ

Danh sách người bệnh

STT	Mã HS	Mã bệnh án	Tên người bệnh
1	2406190038		NB XÉT NGHIỆM
2	2406170039		TEST HSBA

Danh sách dịch vụ

Hủy tiếp nhận mẫu Lưu kết quả Có kết quả

STT	Mã DV	Tên dịch vụ	Kết quả	Đơn vị	Nhiệm khuẩn	Giá trị t	Chi tiết
Số phiếu: 92862							
Huyết học							
1	M1000045	Tổng phân tích tế bào máu		Lần	ICC		

- **Bước 3:** Chọn người bệnh muốn **Hủy tiếp nhận mẫu**
- **Bước 4:** Chọn dịch vụ của NB muốn hủy tiếp nhận mẫu.
- **Bước 5:** Nhấn **Hủy tiếp nhận mẫu** để đẩy thông tin hủy sang LIS. Dịch vụ sau đó sẽ chuyển sang trạng thái **Hủy mẫu**. Và tìm kiếm ở màn hình **Lấy mẫu bệnh phẩm**

Trang chủ / Xét nghiệm / Lấy mẫu

Phòng lấy mẫu: XNTM Thời gian thực hiện: 14/06/2024 - 20/06/2024

Tìm mã NB, QR NB, mã hồ sơ Tìm kiếm theo số phiếu

Danh sách NB chuẩn bị lấy mẫu

STT	Mã HS	Tên người bệnh	Thao tác
Không có dữ liệu phù hợp			

Danh sách người bệnh

STT	Mã HS	Mã bệnh	
1	2406190038		☐ Chờ tiếp nhận ☐ Chờ lấy mẫu ☐ Bỏ qua ☒ Hủy mẫu
2	2405250005		

- **Bước 6:** Ở màn hình **Lấy mẫu bệnh phẩm**, chọn danh sách người bệnh có trạng thái **Hủy mẫu**.

Trang chủ / Xét nghiệm / Lấy mẫu

Phòng lấy mẫu: XNTM Thời gian thực hiện: 14/06/2024 - 20/06/2024

Tìm mã NB, QR NB, mã hồ sơ ☐ Tìm kiếm theo số phiếu

NB XÉT NGHIỆM (Nữ - 21 tuổi) Xem thông tin đầy đủ

Danh sách NB chuẩn bị lấy mẫu

STT	Mã HS	Tên người bệnh	Thao tác
Không có dữ liệu phù hợp			

Danh sách người bệnh

STT	Mã HS	Mã bệnh án	Tên người bệnh
1	2406190038		NB XÉT NGHIỆM
2	2405250005		TEST LIS

1:2 trên tổng 2

Danh sách dịch vụ

STT	Mã DV	Tên dịch vụ	SL	Trạng thái	Đã gửi lis	Ngày thực hiện
Số phiếu: 92862						
Huyết học						
1	M1000045	Tổng phân tích tế bào máu	1	Hủy mẫu		19/06/2024

- **Bước 7:** Chọn vào người bệnh và xem trạng thái hủy mẫu

3.3. Xem kết quả từ LIS trả về

Dịch vụ có kết quả từ LIS trả về ở trạng thái Đã có kết quả/ Đã duyệt kết quả. Tùy theo thống nhất giữa bệnh viện và 2 hệ thống HIS và LIS.

Trang chủ / Xét nghiệm / Thực hiện Sinh hóa- Huyết học

Phòng thực hiện: Chọn Phòng thực hiện Thời gian thực hiện: 14/06/2024 - 20/06/2024

Tìm mã NB, QR NB, mã hồ sơ ☐ Tìm kiếm theo số phiếu

NB XÉT NGHIỆM (Nữ - 21 tuổi) Xem thông tin đầy đủ

Danh sách người bệnh

STT	Mã HS	Mã bệnh án	Tên người bệnh
1	2406190046		
2	2406190045		
3	2406190043		SƠN TEST 02
4	2406190042		SƠN TEST 01
5	2406190039		TRẦN OANH
6	2406190038		NB XÉT NGHIỆM
7	2406190014		XML 13 1
8	2406180061		A1
9	2406180060		S2
10	2406180058		SƠN 01

☐ Đã lấy mẫu
☒ Đã tiếp nhận mẫu
☒ Đã có KQ
☒ Đã duyệt KQ

Danh sách dịch vụ

STT	Mã DV	Tên dịch vụ	Kết quả	Đơn vị	Nhiệm khuẩn	Giá trị t	Chi tiết
Số phiếu: 92861							
Sinh Hóa TM							
1	24.0018.1611	AFB trực tiếp nhuộm huỳnh quang	1	Lần		Âm tính	
Số phiếu: 92862							
Huyết học							
1	M1000045	Tổng phân tích tế bào máu	1	Lần		ICC	

1-10 trên tổng 27

- **Bước 1:** Chọn phòng thực hiện
- **Bước 2:** Tìm kiếm, chọn danh sách người bệnh có trạng thái Đã có kết quả/ Đã duyệt kết quả

The screenshot shows a web application interface for patient management. It features two main tables. The first table, 'Danh sách người bệnh', lists patients with columns for STT, Mã HS, and Tên người bệnh. The second table, 'Danh sách dịch vụ', lists services with columns for STT, Mã DV, Tên dịch vụ, Kết quả, Đơn vị, Giá trị tham chiếu, and Chỉ số thấp. A patient named 'LÊ HOÀNG QUÂN' is highlighted in the first table. In the second table, the 'Hóa sinh' section is visible, and an information icon is circled with a '4'.

- **Bước 3:** Chọn vào người bệnh muốn xem kết quả
- **Bước 4:** Nhấn  để xem kết quả hoặc làm kết quả trên HIS (Nếu cần).

3.4. Đối trạng thái dịch vụ

Các trạng thái cơ bản: Chờ tiếp nhận, Chờ lấy mẫu, Đã lấy mẫu, Đã tiếp nhận mẫu, Đã có kết quả, Đã duyệt kết quả, Bỏ qua, Hủy mẫu

☒	Đã lấy mẫu
☒	Đã tiếp nhận mẫu
☒	Đã có KQ
☒	Đã duyệt KQ

☒	Chờ tiếp nhận
☒	Chờ lấy mẫu
☒	Bỏ qua
☒	Hủy mẫu


Thao tác đối trạng thái:

- Từ **Chờ tiếp nhận** → **Chờ lấy mẫu**: Chọn **Tiếp nhận**
- Từ **Chờ lấy mẫu** → **Đã lấy mẫu**: Chọn **Xác nhận lấy mẫu**
- Từ **Đã lấy mẫu** → **Đã tiếp nhận mẫu**: Chọn **Tiếp nhận mẫu**
- Từ **Đã tiếp nhận mẫu** → **Đã có KQ**: Điền kết quả và chọn **Có kết quả**
- Từ **Đã có KQ** → **Đã duyệt KQ**: Chọn **Duyệt kết quả**
- Từ **Đã lấy mẫu** → **Bỏ qua**: Chọn **Bỏ qua**
- Từ **Đã tiếp nhận mẫu** → **Hủy mẫu**: Chọn **Hủy mẫu**

4. Thực hiện Giải phẫu bệnh – Vi sinh

Màn hình Thực hiện Giải Phẫu Bệnh – Vi Sinh

Có thể lọc tìm kiếm người qua bằng các trạng: đã lấy mẫu, đã tiếp nhận mẫu, có kết quả, đã duyệt kết quả.



4.1. Các bước thao tác

Trang chủ / Xét nghiệm / Thực hiện Giải phẫu bệnh- Vi sinh

Phòng thực hiện: P101 1 Thời gian thực hiện: Tất cả

Q Nhập mã hồ Q Nhập mã bệnh Q Nhập tên người bệnh 2

Danh sách người bệnh

STT	Mã HS	Mã bệnh án	Tên người bệnh
1	2308290003	2301894	TEST 2
2	2308070038	2301740	VŨ GIA ĐỨC
3	2307270005	2301655	ANH THU
4	2307240021		LINH CHECK LBT KHÔNG

1-7 trên tổng 7

Danh sách dịch vụ

STT	Mã DV	Tên DV	Trạng thái
3	24.0018.1611	AFB trực tiếp nhuộm huỳnh quang	Đã lấy mẫu
4	24.0018.1611	AFB trực tiếp nhuộm huỳnh quang	Đã lấy mẫu

Q Tìm mã DV Q Tìm tên DV Q Tất cả 3

Q Tìm mã NB, QR NB, mã hồ sơ Q Tìm kiếm theo số phiếu

VŨ GIA ĐỨC Xem thông tin đầy đủ

Dịch vụ: 24.0018.1611 - AFB trực tiếp nhuộm huỳnh quang
Chẩn đoán sơ bộ:

Chi tiết dịch vụ 4 Tiếp nhận mẫu Hủy mẫu

Giải phẫu bệnh

Bệnh phẩm: Mô tả bệnh phẩm: Tính chất bệnh phẩm:

Kết luận Chọn mẫu kết luận

Kết quả: Nhập kết quả Kết luận: Nhập kết luận Bàn luận: Nhập bàn luận

Mã máy: Chọn mã máy Kết quả bình thường: Âm tính Đánh giá kết quả: ☐ Nhiễm khuẩn

- **Bước 1:** Chọn phòng thực hiện
- **Bước 2:** Tìm kiếm người bệnh trong danh sách người bệnh
- **Bước 3:** Chọn dịch vụ thực hiện
- **Bước 4:** Nhấn Tiếp nhận mẫu để tiếp nhận mẫu

Dịch vụ: 24.0007.1723 - Vi khuẩn kháng thuốc hệ thống tự động
Chẩn đoán sơ bộ:

Chi tiết dịch vụ ⓘ [Hủy tiếp nhận mẫu](#) [Có kết quả](#) [In kết quả](#) [Lưu lại](#)

Giải phẫu bệnh ▾

Bệnh phẩm Mô tả bệnh phẩm Tính chất bệnh phẩm ▾

Kết luận Chọn mẫu kết luận ▾ ▾

Kết quả Kết luận Bàn luận

Mã máy Bệnh viện thực hiện Mã định danh BHYT người thực hiện

Kết quả bình thường Đánh giá kết quả

STT	Mã chỉ số	Tên chỉ số	Kết quả	Chỉ số cao	Chỉ số thấp	Đơn vị	Đ

- **Bước 5:** Nhấn để [Có kết quả](#) trả kết quả giải phẫu

Dịch vụ: 24.0007.1723 - Vi khuẩn kháng thuốc hệ thống tự động
Chẩn đoán sơ bộ:

Chi tiết dịch vụ ⓘ [Hủy kết quả](#) [Duyệt kết quả](#) [In kết quả](#) [Lưu lại](#)

Giải phẫu bệnh ▾

Bệnh phẩm Mô tả bệnh phẩm Tính chất bệnh phẩm ▾

Kết luận Chọn mẫu kết luận ▾ ▾

Kết quả Kết luận Bàn luận

Mã máy Bệnh viện thực hiện Mã định danh BHYT người thực hiện

Kết quả bình thường Đánh giá kết quả

STT	Mã chỉ số	Tên chỉ số	Kết quả	Chỉ số cao	Chỉ số thấp	Đơn vị	Đ

- **Bước 6:** Nhấn [Duyệt kết quả](#) để duyệt kết quả giải phẫu – vi sinh. Hoặc nhấn [Hủy kết quả](#) để hủy kết quả.
- **Bước 7:** Nhấn [In kết quả](#) để in phiếu kết quả (Nếu Hủy kết quả thì bỏ qua bước này)

4.2. Xem kết quả từ LIS trả về

Dịch vụ có kết quả từ LIS trả về ở trạng thái **Đã có kết quả/ Đã duyệt kết quả**. Tùy theo thống nhất giữa bệnh viện và 2 hệ thống.

Để nhập, xem kết quả :

The screenshot displays the LIS interface with the following components:

- Top Bar:** Search for patient (NB, QR NB, mã hồ sơ) and search by receipt number (Tìm kiếm theo số phiếu).
- Left Panel:**
 - Phòng thực hiện (1):** Select the department (Phòng vi sinh).
 - Thời gian thực hiện:** Select the time (Tất cả).
 - Danh sách người bệnh:** Table with columns STT, Mã HS, Mã bệnh án, and checkboxes for 'Đã lấy mẫu', 'Đã tiếp nhận mẫu', 'Đã có KQ', and 'Đã duyệt KQ'. Row 4 is highlighted (2).
 - Danh sách dịch vụ:** Table with columns STT, Mã DV, Tên DV, Trạng thái, and Ghi chú. Row 1 is highlighted (3).
- Main Panel:**
 - Giải phẫu bệnh (4):** Section for viewing test results, including patient name, date of birth, and test details.
 - Kết luận:** Section for viewing the test result (Kết quả) and conclusion (Kết luận).

- **Bước 1:** Chọn phòng thực hiện, thời gian thực hiện
- **Bước 2:** Tìm kiếm, chọn người bệnh
- **Bước 3:** Tìm kiếm, chọn dịch vụ có trạng thái **Đã có kết quả/ Đã duyệt kết quả**
- **Bước 4:** Xem chi tiết dịch vụ/ cập nhật kết quả

5. Phím tắt

- F1: Xem nhanh thông tin người bệnh

The screenshot shows the patient information form with the following details:

- Header:** CHECK PHIẾU CÔNG KHAI DV KHÁM, CHỮA BỆNH NỘI TRÚ (Nữ - 23 tuổi)
- Form Fields:**
 - Ngày sinh: 01/01/2000 - 23 tuổi
 - Giới tính: Nữ
 - SĐT:
 - Mã HS: 2312120028
 - Địa chỉ:
 - Số BHYT:
 - Mã NB: NB2312000297
 - Số giấy tờ tùy thân:
 - Giá trị thẻ:

- F3: Tìm mã dịch vụ

Danh sách dịch vụ

STT	Mã DV	Tên DV	Trạng thái	Ghi chú
1	24.0007.1723	Vi khuẩn kháng thuốc hệ thống tự động	Đã có kết quả	

- F6: Quét mã người bệnh

Tìm mã NB, QR NB, mã hồ sơ
 ☐ Tìm kiếm theo số phiếu

CHECK PHIẾU CÔNG KHAI DV KHÁM, CHỮA BỆNH NỘI TRÚ (Nữ - 23 tuổi) [Xem thông tin đầy đủ](#)

6. Lưu ý và tình huống hay gặp

6.1. Xử lý tình huống khi không tìm thấy người bệnh trong màn hình xét nghiệm

- Chưa chọn đúng phòng thực hiện: Chọn lại đúng phòng thực hiện
- Lọc sai trạng thái của người bệnh
- Mặc định trạng thái ban đầu chỉ “Chờ tiếp nhận” nên sẽ không thấy những người bệnh ở trạng thái khác → Chọn lại bộ lọc trạng thái phù hợp ở 

Phòng thực hiện **Thời gian thực hiện**

Chọn Phòng thực hiện 14/06/2024 - 20/06/2024

Danh sách người bệnh

STT	Mã HS	Mã bệnh	
1	2406190046		☐ Đã lấy mẫu ☐ Đã tiếp nhận mẫu ☐ Đã có KQ ☐ Đã duyệt KQ
2	2406190045		

6.2. Không thấy dịch vụ bên tab “Danh sách dịch vụ”

Do trạng thái dịch vụ khác với bộ lọc đã chọn → Chọn lại bộ lọc phù hợp ở .

Phòng thực hiện

Thời gian thực hiện

Chọn Phòng thực hiện

14/06/2024 - 20/06/2024

Danh sách người bệnh



STT	Mã HS	Mã bệnh	
	Nhập mã hồ ...	Nhập mã ...	
1	2406190046		☐ Đã lấy mẫu ☐ Đã tiếp nhận mẫu ☐ Đã có KQ ☐ Đã duyệt KQ
2	2406190045		